


# Tipos de audífonos




Los audífonos retroauriculares




"Mini" retroauriculares



Intraauriculares (ITE)



Intracanal (ITC)



Insertado completamente en el canal (CIC)

Las prótesis auditivas vienen en tres estilos básicos. Las prótesis BTE (colocadas detrás del oído) se emplean para la pérdida de la audición de leve a moderada y son apropiadas para personas de todas las edades. Los dispositivos ITE (en el oído) se usan para la pérdida de la audición de leve a grave y son apropiados para todas las personas, con excepción de los niños pequeños. Los dispositivos colocados en el canal se usan para la pérdida de la audición de leve a moderadamente grave y, por lo común, tampoco son para niños pequeños.

**FUENTE:** [Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación](#)